

THERMO PAD BLACKROLL®

Uživatelský návod

Úvod

THERMO PAD BLACKROLL® je opakovaně použitelná elektrická hřejivá podložka poskytující až 8 hodin konstantního hloubkového tepla o teplotě přibližně 43 °C. Je vhodná pro použití doma, v práci i na cestách.

Obsah balení

- THERMO PAD
- USB-C nabíjecí kabel
- Samolepicí fólie
- Stručný návod

První použití

Zařízení před prvním použitím plně nabijte (cca 90 minut). Použijte USB adaptér 5 V DC splňující IEC 62368-1.

Použití

Očistěte a osušte pokožku. Připevněte samolepicí fólii, umístěte THERMO PAD na požadované místo a zapněte tlačítkem. Mobilní aplikace není potřeba.

Materiály

Povrch: prémiový silikon Soft-Touch.
Samolepicí fólie: PET.
Materiály byly testovány dle ISO 10993-5.

Péče

Otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Neponořujte do vody. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Samolepicí fólie po použití uložte na ochrannou podložku.

Bezpečnost

Nepoužívejte na poraněné pokožce ani během nabíjení. Nerozebírejte zařízení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud pocítíte nepříjemné pálení, zařízení ihned sejměte.

Technické specifikace

Rozměry: 150 × 110 × 14,5 mm
Samolepicí fólie: cca 110 × 150 mm
Teplota: 43 °C

Výdrž: až 8 hodin
Nabíjení: cca 90 minut
Baterie: Li-Po 3000 mAh, 11,1 Wh, 3,7 V DC
USB-C, max. 5 V / 2 A
Životnost baterie: min. 1100 nabíjecích cyklů.

FAQ

Potřebuji aplikaci? Ne.

Drží při pohybu? Ano, pomocí samolepicí fólie.

Čím se liší od běžných náplastí? Poskytuje opakovaně použitelné elektrické hloubkové teplo místo chemické reakce.